



ClearKlens

Tego® 2000 SS

VH25S

## Стерильный, готовый для применения амфотерный дезинфектант

### Описание

ClearKlens Tego® 2000 SS представляет собой готовое к применению поверхностно-активное амфотерное дезинфицирующее средство для фармацевтической промышленности, представленное в виде бутылок с распылителем объемом 900 мл.

### Особенности

- ClearKlens Tego® 2000 SS разработано для дезинфекции стен, полов, рабочих поверхностей и процессингового оборудования в чистых зонах фармацевтической промышленности.
- ClearKlens Tego® 2000 SS представляет собой готовый к применению раствор объемом 900 мл, представленный как пакет в бутылке, для предотвращения загрязнения продукта во время использования (нет обратного засасывания).
- ClearKlens Tego® 2000 SS пропущен через фильтр с размером пор 0.2 мкм и разлит в асептических условиях.
- ClearKlens Tego® 2000 SS имеет двойную упаковку для перемещения внутри чистых зон.
- Tego® 2000 является зарегистрированным товарным знаком Evonik, Германия.

### Выгоды

- Имеет широкий спектр действия
- Не портит поверхность
- Без запаха
- Малотоксичное средство
- Пропущен через фильтр с размером пор 0.2 мкм
- Имеет двойную упаковку для легкой транспортировки внутри чистых зон
- Проверен на стерильность- Имеется сертификат

### Инструкция по применению

ClearKlens Tego® 2000 SS представляет собой готовый к использованию 1% по объему водный раствор с водой для инъекций (WFI).

### Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Относительная плотность при 20°C	1
pH (неразбавл. раствор при 20°C)	7.3
Химическое потребление кислорода (ХПК)	4 гО <sub>2</sub> /кг
Биохимическое потребление кислорода (БПК)	0 гО <sub>2</sub> /кг
Содержание азота (N)	0 г/кг

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.



Pharma™



ClearKlens

Tego® 2000 SS

VH25S

#### **Рекомендации по безопасному обращению и хранению**

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах, вдали от солнечных лучей и экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим продуктом и его утилизации содержится в паспорте безопасности.

#### **Совместимость**

ClearKlens Tego® 2000 SS при нанесении в рекомендуемой концентрации и температуре подходит для использования с марками нержавеющей стали, обычно встречающимися в фармацевтической промышленности. В случае неопределенности желательно оценить отдельные материалы перед любым длительным использованием.

#### **Метод тестирования**

Доступен валидированный метод испытаний титрования.

Каждая партия снабжена сертификатом анализа (Certificate of Analysis), доступным на [www.clearklens.com](http://www.clearklens.com)

#### **Микробиологические данные**

ClearKlens Tego® 2000 SS прошел тесты на соответствие EN 1276, EN 1650 и EN 13697. Он соответствует EN14476 для MVA. Они показали, что ClearKlens Tego® 2000 SS обладает широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей и вирусов.

#### **Доступные упаковки**

6 x 900 мл бутылки с распылителем