

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И  
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  
ПРОИЗВОДСТВ





Делать мир чище и безопаснее, предоставляя инновационные комплексные решения для чистых помещений и лабораторий.

## О КОМПАНИИ

IBC Nanotex является крупнейшей компанией Восточной Европы и Центральной Азии, поставляющей инновационные решения для защиты продукции, безопасности персонала и контроля загрязнений. Мы предоставляем своим заказчикам уникальные решения для поддержания уровня чистоты в соответствии с мировыми стандартами ISO и GMP.

## ПРОГРАММА УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ:

Для регулярной дезинфекции  
поверхностей

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



Для периодической ротации с  
основным дезинфицирующим  
средством

СПОРОЦИДНЫЕ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



Для дезинфекции небольших  
поверхностей, перчаток, инструментов  
и удаления остатка других дезсредств

СПИРТОВЫЕ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



### ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

СРЕДСТВА  
ДЛЯ НАРУЖНОЙ  
МОЙКИ

для стен, потолков, пола,  
внешних поверхностей  
оборудования и рабочих  
поверхностей


СПИРТОВЫЕ  
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  
СРЕДСТВА

для небольших  
поверхностей

СРЕДСТВА ДЛЯ  
CIP МОЙКИ

для автоматизированной  
очистки внутренних  
поверхностей  
оборудования

# ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

спец.	АМФОТЕРНЫЕ			
				
средство	<b>ClearKlens Tego 2000</b> 7513381 20 л	<b>ClearKlens Tego 2000 SC</b> 100868202 50 мл x 50 <b>стерильно</b>	<b>ClearKlens Tego 2000 RTU</b> 7516051 5 л x 4 <b>стерильно</b>	<b>ClearKlens Tego 2000 SS</b> 7516427 900 мл x 6 <b>стерильно</b>
состав	концентрат 0.5-2% по объему бактерии / дрожжи / вирусы Амины 20-30% 15 мин		готовое бактерии / дрожжи / вирусы Амины 0,1-1,0% 15 мин / 16 мин	
предварительная очистка поверхности	по наличию видимых загрязнений			
смывание раствора с поверхности	не требуется			
эффективность	Широкий спектр действия против грам - положительных и грам-отрицательных бактерий, дрожжей и вирусов			

## ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---



---

# ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

## НА БАЗЕ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

			
<p><b>ClearKlens Cleansinald</b></p> <p>7513417</p> <p>5 л x 2</p>	<p><b>ClearKlens Cleansinald SC</b></p> <p>7516429</p> <p>25 мл x 50</p> <p><b>стерильно</b></p>	<p><b>ClearKlens Cleansinald RTU</b></p> <p>100848252</p> <p>5 л x 4</p> <p><b>стерильно</b></p>	<p><b>ClearKlens Cleansinald SS</b></p> <p>100848254</p> <p>900 мл x 6</p> <p><b>стерильно</b></p>
<p>концентрат 0.5% по объему</p> <p>бактерии / дрожжи / вирусы</p> <p>ЧАС 10-20%</p> <p>15 мин</p>		<p>готовое</p> <p>бактерии / дрожжи / вирусы</p> <p>ЧАС 0,01-0,1%</p> <p>15 мин</p>	

по наличию видимых загрязнений

не требуется

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом против масел, жиров и белковых загрязнений

ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---



---

# СПОРОЦИДНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

спец.	СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ХЛОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА			
				
средство	<b>Contec Sterile ProChlor</b> SBT102PC 1 л x 6 <b>стерильно</b>	<b>Contec Sterile ProChlor</b> SBC502PC 5 л x 2 <b>стерильно</b>	<b>Contec ProChlor</b> FBT102PC 1 л x 6	<b>Contec ProChlor</b> FBC502PC 5 л x 2
состав	готовое бактерии / грибы / плесень / дрожжи / вирусы / споры 2000 ppm хлорноватистая кислота и вода для инъекция 1 мин		готовое бактерии / грибы / плесень / дрожжи / вирусы / споры 2000 ppm хлорноватистая кислота и деионизированная вода 1 мин	
предварительная очистка поверхности	не требуется			
смывание раствора с поверхности	требуется смывание водой, спиртом, или нейтральным моющим средством			
эффективность	Log 6 за 1 минуту, идеально для дезинфекции поверхностей, контактирующих с продуктом			

## ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---



---

# СПОРОЦИДНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

## ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

## НА БАЗЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ



<p><b>Contec Sterile HydroPure</b> SBT16HPW 1 л x 6 <b>стерильно</b></p>	<p><b>Contec Sterile HydroPure</b> SBC56HP 5 л x 2 <b>стерильно</b></p>	<p><b>Oxivir Sporicide</b> 100981226 0.75 л x 6</p>	<p><b>ClearKlens Oxifast</b> 100934589 1 л x 8 <b>стерильно</b></p>	<p><b>ClearKlens Oxifast</b> 100934612 1 л x 8</p>	<p><b>ClearKlens Oxifast</b> 100934614 5 л x 2</p>
<p>готовое бактерии / грибы / плесень / дрожжи / споры 6% перекись водорода и вода для инъекций 15 мин</p>		<p>готовое бактерии / грибы / плесень / дрожжи / споры 7% перекись водорода и ПАВ 10 мин</p>	<p>готовое бактерии / грибы / дрожжи / вирусы / споры 700 ppm НУК 5 мин</p>		
<p>не требуется</p>			<p>не требуется</p>		
<p>Подходит для дезинфекции поверхностей, контактирующих с продуктом</p>		<p>Для дезинфекции непористых поверхностей</p>	<p>Широкий спектр действия при очень коротком времени контакта. Слабое воздействие на окружающую среду</p>		

### ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---



---

# СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

спец.	ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ				
					
средство	<b>ClearKlens IPA</b> 101105062 900 мл x 6 <b>стерильно</b>	<b>ClearKlens IPA</b> 100826310 5 л x 4 <b>стерильно</b>	<b>ClearKlens IPA</b> 7522373 1 л x 10 <b>стерильно</b>	<b>ClearKlens IPA</b> 101105069 1 л x 12	<b>ClearKlens IPA</b> 101105065 5 л x 2
состав	готовое бактерии / грибы / вирусы / дрожжи 70 % изопропиловый спирт и 30 % вода для инъекций 30 сек			готовое бактерии / грибы / вирусы / дрожжи 70 % изопропиловый спирт и 30 % вода деионизированная 30 сек	
предварительная очистка поверхности	не требуется				
смывание раствора с поверхности	не требуется				
эффективность	Обладает широким спектром действия против грам –положительных и грам -отрицательных бактерий и дрожжей. Биоцидная эффективность против вирусов в оболочке.				

## ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---



---

# СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

## ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ

				
<p><b>Contec Sterile IPA</b> SBT0570IW 0,5 л x 8 <b>стерильно</b></p>	<p><b>Contec Sterile IPA</b> SBT170IW 1 л x 6 <b>стерильно</b></p>	<p><b>Contec Sterile IPA</b> SBC570I 5 л x 2 <b>стерильно</b></p>	<p><b>Contec IPA</b> FBT170I 1 л x 6</p>	<p><b>Contec IPA</b> FBC570I 5 л x 2</p>
<p>готовое бактерии / грибы / вирусы / дрожжи 70 % изопропиловый спирт и 30 % вода для инъекций 30 сек</p>			<p>готовое бактерии / грибы / вирусы / дрожжи 70 % изопропиловый спирт и 30 % очищенная вода 30 сек</p>	

не требуется

не требуется

Обладает широким спектром действия против грам –положительных и грам -отрицательных бактерий и дрожжей. Биоцидная эффективность против вирусов в оболочке.

### ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---

## СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

спец.	НЕЙТРАЛЬНЫЕ			
				
средство	<b>ClearKlens Plus</b> 7513374 5 л x 2	<b>ClearKlens Plus</b> 7515165 30 мл x 100 <b>стерильно</b>	<b>Contec Sterile NeutraKlean Concentrate</b> SBC015NK 150 мл x 4 x 10 <b>стерильно</b>	<b>Contec Sterile NeutraKlean</b> SBT103NK 1 л x 6 <b>стерильно</b>
состав	концентрат 0.1-1% по объему ПАВ 10-20%		концентрат 150 мл на 5 л воды 7,5% оксида амина в очищенной воде	готовое 0,3 % оксида амина в очищенной воде
предварительная очистка поверхности	не требуется			
смывание раствора с поверхности	требуется смывание водой		при наличии видимого остатка смывание водой или спиртом	
эффективность	Против остатков продуктов, встречающихся в фармацевтической и косметической промышленности		Может использоваться на поверхностях, контактирующих с продуктом	

### ЗАМЕТКИ

---

---

---

---

---

---

---

---

## СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ			ЩЕЛОЧНЫЕ
			
<p><b>Contec Sterile NeutraKlean</b> SBC503NK 5 л x 2 <b>стерильно</b></p>	<p><b>Contec NeutraKlean</b> FBT103NK 1 л x 6</p>	<p><b>Contec NeutraKlean</b> FBC503NK 5 л x 2</p>	<p><b>ClearKlens Solve</b> 101103248 20 л</p>
готовое 0,3 % оксида амина в очищенной воде			<p>концентрат 1-2% по объему каустик 1-3%/ ЭДТА 3-10%/ПАВ</p>
не требуется			
при наличии видимого остатка смывание водой или спиртом			требуется смывание водой
Может использоваться на поверхностях, контактирующих с продуктом			Удаляет масла, жиры растительного и животного происхождения и других остатков продукта встречающихся в фармацевтической и косметической промышленности

## СРЕДСТВА ДЛЯ СІР МОЙКИ

спец.	ЩЕЛОЧНЫЕ				
					
средство	<b>ClearKlens Flow</b> 7513367 20 л	<b>ClearKlens NTC</b> 7513363 20 л	<b>ClearKlens Prime</b> 7513365 20 л	<b>ClearKlens Multi</b> 100845236 20 л	<b>ClearKlens Copper Plus</b> 7519183 20 л
состав	концентрат 0.7-7% по массе Каустик 30-50%	концентрат 0.5-4% по массе Каустик 10-20%/ ЭДТА 10-20%/ ПАВ 1-3%	концентрат 1-5% по массе Каустик 20-30%/ ПАВ 3-10%	концентрат 0.1-0.39% по массе Орг. Растворитель 50-65%/ ПАВ 1-3%	концентрат 0.1-1% по массе ЭДТА 10-20%/ ПАВ 3-10%/ Каустик 0,1-1%
смывание раствора с поверхности	требуется смывание водой				
эффективность	Эффективно в жесткой воде в присутствии большого количества остатков продукта	Для одношаговой мойки в жесткой воде в присутствии большого количества остатков продукта	Для удаления сложных загрязнений образующихся в процессе ферментации бульона	Сильное моющее средство, для удаления трудно отделяемых покрытий, пленочных загрязнений или этикеток. Можно использовать для ручного распыления	Средство особенно эффективно против загрязнений в фармацевтической и косметической промышленности

### ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---

## СРЕДСТВА ДЛЯ СІР МОЙКИ

ЩЕЛОЧНЫЕ	КИСЛОТНЫЕ			НЕЙТРАЛЬНЫЕ
				
<b>ClearKlens Mega HP</b> 7519460 20 л	<b>ClearKlens Scale</b> 7513355 20 л	<b>ClearKlens Eco</b> 7519182 20 л	<b>ClearKlens Brite</b> 7517222 20 л	<b>ClearKlens Kristalle</b> 7513380 20 л
концентрат 1-4.5% по массе  смесь щелочей, комплекс- образователей и пеногасящих ПАВ	концентрат 1-6% по массе  Фосфорная кислота 20-30%	концентрат 1-3% по массе  Лимонная к-та 3-10%/ Сульфаминовая к-та 3-10%/Гликолевая к-та 3-10%/ПАВ 1-3%	концентрат 0.5-3% по массе  Фосфорная кислота 30-50%/ПАВ 1-3%	концентрат 0.1-2% по массе  ПАВ более 75%

требуется смывание водой

<p>Удаляет загрязнения и налет солей жесткости в воде любой жесткости.</p> <p>Дополнительное бактерицидное свойство продукта обеспечивается наличием в его составе смеси биоцидов.</p>	<p>Для удаления большинства неорганических отложений, особенно карбоната кальция и фосфата кальция</p>	<p>Для удаления как органических, так и неорганических загрязнений, например, следов покрытий оболочек таблеток (coating)</p>	<p>Сильнокислотное средство, прекрасно удаляет органические и неорганические загрязнения</p>	<p>Усиливает моющее действие и смываемость в процессе мойки</p>
--	--	---	--	---

### ЗАМЕТКИ

---



---



---



---



---



---

## ПОДБОР ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПО ЗОНАМ И НАЗНАЧЕНИЮ

### GMP A-B, ISO 4-5 СТЕРИЛЬНО

Для регулярной дезинфекции поверхностей

ClearKlens Cleansinald Sterile  
ClearKlens Tego 2000 Sterile



Для периодической ротации с основным дезинфицирующим средством

Contec Sterile ProChlor  
Contec Sterile HydroPure  
ClearKlens Oxifast Sterile



Для дезинфекции небольших поверхностей, перчаток, инструментов и удаления остатка других дезсредств

Contec Sterile IPA  
ClearKlens IPA Sterile



### ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

Contec Sterile NeutraKlean  
ClearKlens Plus Sterile

для стен, потолков, пола, внешних поверхностей оборудования и рабочих поверхностей

Contec Sterile IPA  
ClearKlens IPA Sterile

для небольших поверхностей

ClearKlens Flow  
ClearKlens NTC  
ClearKlens Prime  
ClearKlens Scale  
ClearKlens Eco  
ClearKlens Brite  
ClearKlens Multi  
ClearKlens Copper Plus  
ClearKlens Kristalle  
ClearKlens Mega HP

для автоматизированной очистки внутренних поверхностей оборудования

## ПОДБОР ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПО ЗОНАМ И НАЗНАЧЕНИЮ

### GMP C-D, ISO 6-8 НЕСТЕРИЛЬНО

Для регулярной дезинфекции поверхностей

ClearKlens Cleansinald  
ClearKlens Tego 2000




Для периодической ротации с основным дезинфицирующим средством

Contec ProChlor  
ClearKlens Oxifast  
Oxivir Sporicide



Для дезинфекции небольших поверхностей, перчаток, инструментов и удаления остатка других дезсредств

Contec IPA  
ClearKlens IPA



### ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

Contec NeutraKlean  
ClearKlens Plus  
ClearKlens Solve


для стен, потолков, пола, внешних поверхностей оборудования и рабочих поверхностей

Contec IPA  
ClearKlens IPA

для небольших поверхностей

ClearKlens Flow  
ClearKlens NTC  
ClearKlens Prime  
ClearKlens Scale  
ClearKlens Eco  
ClearKlens Brite  
ClearKlens Multi  
ClearKlens Copper Plus  
ClearKlens Kristalle  
ClearKlens Mega HP

для автоматизированной очистки внутренних поверхностей оборудования



**IBC Nanotex RU**  
Россия, Москва  
+7 495 727 05 29

Санкт-Петербург  
+7 915 246 66 51

**IBC Nanotex RS**  
Сербия, Белград  
+381 114 57 66 48

**IBC Nanotex KZ**  
Казахстан, Алмата  
+7 747 547 38 19

[info@ibcnanotex.com](mailto:info@ibcnanotex.com)